

Medication Cooling Kit «tara-cool®2»

Aus der Reihe «tara-cool®» stammt das tragbare Medikamenten-Kühlset «Medication Cooling Kit» für den persönlichen Medikamententransport respektive der Medikamentenlagerung im Bereich von +2° C bis +8° C. Das heisst für die letzte Meile zwischen Spital, Arzt oder Apotheke nach Hause.

Eigenschaften

- einfache Handhabung
- hoher Tragkomfort
- hohe Zähigkeit
- feuchtigkeitsunempfindlich
- waschbar
- keine toxischen Kühlflüssigkeiten
- gleiche Bestückung der Wasser- / Eis-Kühlelemente für Sommer- und Winter-Temperaturen

Isolationsmaterial

- Expandiertes, vernetztes Polyethylen tara-foam® E



Medication Cooling Kit «tara-cool®2»

| | Artikel-Nr. | Aussenmasse Versandpackung inkl. Karton in mm | | | Aussenmasse im Gebrauch inkl. Textiltasche in mm | | | Innenmasse für Medikamentenschachtel in mm | | | Gewicht Versandpackung inkl. Karton in kg | Gebrauchsgewicht inkl. gefüllten Kühlelementen in kg | Bestelleinheit in Stk. |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | L | B | H | L | B | H | L | B | H | | | |
| Medication Cooling Kit | F7367.001 | 295 | 245 | 285 | 300 | 250 | 290 | 195 | 115 | 67 | 1,5 | 4,8 | 64 |

Handhabung

Verwendung von Kühlelementen:

- mit Wasser bei +5° C (Kühlschrank)
- mit Eis bei –20° C (Gefrierfach)

Isolationsleistung

Einsatzbereich/-dauer für temperaturempfindliche
 Medikamente im Bereich von +2° C bis +8° C.

Geprüft bei konstanten Aussentemperaturen von:

- +50° C: 4 h
- +35° C: 12 h
- +10° C: 12 h
- + 0° C: 4 h

Auf Anfrage wird ein offizieller Prüfbericht eines
 anerkannten Labors abgegeben.

Bestellbedingungen für Medication Cooling Kit

Lieferung

Ab Werk Künten, Schweiz

Lieferumfang

Kühlbox bestehend aus Unterteil und Deckel

4 Kühlelemente Wasser (rot)

4 Kühlelemente Eis (blau)

Textil-Tragtasche

Anwendungsanleitung

Konditionen

Stückpreise exkl. MwSt.